

AEDの点検をお願いします



いざという時のために使用する AED(自動体外式除細動器)を正常にご使用いただくために、特に以下の点に注意し、日頃から AED の点検等を実施してください。



1. インジケータの確認

AEDには、AEDが正常かどうかを示すインジケータ*が付いています。点検担当者は、日常点検として、このインジケータの表示を日常的に確認・記録しましょう。

* AEDの状態を確認するためのランプや画面

2. 電極パッドやバッテリーの交換

AEDの電極パッドやバッテリーには、使用期限や寿命があります。AEDを正常に作動させるために、これらの消耗品の交換時期を表示ラベル*で把握し、適切に交換しましょう。

* 各製造販売会社より、購入店等を通じて提供されます。

※ 以上の日常点検や消耗品の交換などについてご不明な点は、お手持ちのAEDの購入店やメーカーにお問い合わせ下さい。

製造販売業者 (販売業者)	株式会社エムピーエス (大宇ジャパン株式会社)	日本光電工業 株式会社	日本メドトロニック 株式会社	株式会社フィリップス エレクトロニクスジャパン
製品名	パラメディック (Paramedic)	カルジオライフ (cardiolife)	ライフパック (LIFEPAK)	ハートスタート (HEARTSTART)
お問い合わせ先	0120-915-256 又は 03-3224-7143	AED保守受付センター 0120-233-821	ライフパック お客様センター 0120-715-545	AEDコールセンター 0120-802-337
ホームページ (URL)	http://japan.daewoo.com/index.jsp	http://www.nihonkohden.co.jp/aed/	http://www.medtronic-lifepak.com/	http://www.philips.co.jp/

AED の設置情報登録にご協力願います (詳しくは上記にお問い合わせください)

救急講習を受講しましょう



AED は電源を入れ指示に従うだけで使用できますが適切に使用するために救急講習を受講することをお勧めいたします。AED は突然の心停止に威力を発揮しますが、それだけでは蘇生は難しく、早い消防への通報、救急隊到着までの適切な人工呼吸や胸骨圧迫マッサージが重要なカギとなります。(救急講習に関するお問い合わせは下記消防署救急係まで！)

(お問い合わせ)

富良野広域連合 富良野消防署

23 - 5119

富良野消防署山部出張所

42 - 2302